



EXAM VISION

Enestående ydelse

Specialfremstillede lupbriller
og LED-systemer
i dansk design

Vi tror på, at forstørrelse og ergonomi går hånd i hånd

Vores team af optometriste og højtuddannede specialister vil arbejde tæt sammen med dig for at vælge den perfekte lupbrille-løsning, der er skræddersyet nøjagtigt til dig. De vil lytte til dine behov og tilbyde dig en ideel løsning, der sikrer dig en perfekt ergonomisk arbejdsstilling.

Prøv ExamVision lupbriller og få gratis råd og vejledning om syn, optik, beskyttelse og ergonomi hos din ExamVision-forhandler.

Dine fordele

Alle vores produkter er resultatet af en perfekt synergi mellem teknologi og håndværk. Hver enkelt lupbrille er produceret og samlet efter individuelle mål. De gennemgår derefter en grundig kvalitetskontrol, inden de forlader fabrikken på Samsø.

- **Fremragende syn og præcision**
Vores optik hjælper til at optimere dit syn, hvilket er afgørende for at kunne udføre kvalitets- og præcisionsarbejde.
- **Langt og sundt arbejdsliv**
Dine skræddersyede lupbriller sikrer en god ergonomisk arbejdsstilling, som modvirker fremtidige muskulære problemer.
- **Arbejdsglæde**
Opnås som følge af bedre behandlingsresultater, hurtigere arbejdsgange samt flere tilføjede patienter, der har fået en professionel behandling.
- **Design og funktionalitet**
Fem gange vinder af den internationale Produkt-designpris – Red Dot Design Award.
- **Ro i sindet**
Fem års garanti på alle vores lupbriller, kombineret med stærk service og support fra vores forhandlere.
- **Tilpasset løsning**
Vores specialister inden for optik og ergonomi sørger for en løsning, der er skræddersyet 100% til dig.

Essensen af det vi laver

Hos ExamVision kombinerer vi dansk design med et engagement både i æstetik og funktionalitet. Vi kommer fra Samsø, en lille dansk ø, som er kendt over hele verden for sin vedvarende energi.

Samsøs fred og ro skaber det perfekte miljø til at tænke stort, holde fokus og arbejde på alle detaljerne.

Tøv ikke med at kontakte Rønvig Syn & Ergonomi, din lokale ExamVision-forhandler, for yderligere information og vejledning.



Håndlavede lupbriller

ExamVisions TTL (Through-the-Lens) lupbriller er fremstillet af de fineste kvalitetskomponenter, håndlavet nøjagtigt til dine behov.

Nøglefunktioner

- Unikt dansk design.
- Justerbart kulfiber- eller titaniumstel af høj kvalitet.
- Optik i verdensklasse med de fineste antireflekterende, beskyttende overfladebehandlinger.
- Akromatiske linser forhindrer farvespredning.
- Mulighed for en lupvinkel på op til 40° for en forbedret arbejdsstilling.
- Brugerdefineret og efterjusterbar arbejdsafstand på op til 60 cm.
- Fremragende dybdeskarphed, ofte på mere end 20 cm.
- Kompatibel med en bred vifte af lyskilder.

Syn og linser

ExamVision er specialiseret i optik og optiske løsninger. Vi er stolte af at tilbyde de mest tilpassede lupbriller på markedet, bygget af de bedste komponenter. Udmålt på din klinik af din lokale ExamVision specialist, bliver dine lupbriller derefter fremstillet efter mål af specialister i Danmark.

Verdensklasse optik

- Mulighed for individuelle styrker i både glas og lup-okularer giver den bedst mulige optiske løsning til dine øjne.
- Unikke løsninger inden for monofokale-, bifokale- eller multifokale glas.
- Hi-Index glas (lettere, tyndere og mere robuste).
- BlueLight Protection (BLP), som modvirker skadeligt, blåviolet lys, er tilgængelig i både glas og lup-okularer.
- Vision+Lens Protection (VLP) beskytter mod refleksioner, forebygger ridser og fjerner 99% af det skadelige UV-lys.
- Prisma Lens System™ tilgængelig (se side 11).
- Designet for at imødekomme enhver form for fremtidige ændringer af syn og styrke.

ExamVision lup-systemer



reddot design award
winner 2010

Galilean HD

- Perfekt afbalanceret letvægts-lupbrille med god komfort.
- Maksimal dybdeskarphed og bredt synsfelt.
- Lup-okularer og stel i titanium.
- Kan tilpasses enhver synsrecept.
- Mulighed for ergonomiske prismer (Prisma Lens System™).

Individuelle forstørrelser

2.3 2.8 3.3 3.8



reddot award 2014
winner

Kepler Kompakt

- Ultrakompakt, prisvindende letvægtsdesign giver komfort hele dagen.
- Høj forstørrelse til krævende behandlinger.
- Bredt synsfelt, krystalklart fra kant til kant.
- PowerUp-system – mulighed for senere ændring af forstørrelse.
- Låsbar finjustering af fokus.
- Bevægelsesfriheden opretholdes takket være god dybdeskarphed.
- Lup-okularer og stel i titanium.
- Mulighed for ergonomiske prismer (Prisma Lens System™).

Individuelle forstørrelser

3.5 4.6 5.7

Essential

- Lupbrille til førstegangs-brugere med god komfort og præcision.
- Kvalitetsforstørrelse til en overkommelig pris.
- Galilei letvægtslinsesystem i et aluminiums-okular.
- Passer til alle ExamVisions brillestel.

Individuelle forstørrelser

2.5 3.0



Kepler Advanced

- Den eneste lupbrille med 4 forstørrelser.
- Skift forstørrelse via det enkle Turn'N'Click system.
- Perfekt forstørrelse til alle dine krævende behandlinger.
- Let og behagelig ved brug hele dagen - 20 gram lettere end andre sammenlignelige lupbriller.
- Uovertruffen skarphed fra lav til høj forstørrelse.
- Fremstillet af titanium og kulfiberforstærket komposit.
- Mulighed for ergonomiske prismer (Prisma Lens System™).

4 forstørrelser i 1 lupbrille

3.6 4.5 5.5 6.4



reddot design award
winner 2019

Stel

Vi stræber efter at give dig holdbare og samtidig moderigtige stelmuligheder, der vil løfte din præstation og understøtte din personlige modepræference.

Alle ExamVision stel kommer med 5-års garanti.



Panto v1

- Letvægtsstel af titanium på 13,9 g.
- Afrundede kanter og slank, vintage-følelse, der passer de fleste.
- Fås i klassiske farver og SPLASH-farver, i alt 11 farver at vælge imellem.
- Kan monteres med ethvert af vores fire lupsystemer.



Sport v2

- Letvægtsstel af titanium på 14,4 g.
- Vinder af Red Dot Design Award 2012.
- Vælg mellem tre farver – Lunar Grey, Midnight Blue eller Desert Rose.
- Kan monteres med ethvert af vores fire lupsystemer.



Carbon v1

- Stilfuld carbon-front og titaniumstænger.
- Vores letteste stel på kun 12 g.
- Stænger kan fås i Raw og Rose Gold.
- Vælg mellem Essential, Galilean eller Kepler Advanced lupsystemer.

Icon v2

- Letvægtsstel af titanium på 15,5 g.
- Mulighed for at tilføje en diamant, rubin eller safir beliggende i en sterlingsølv-fatning.
- Fås i Rød, Blå, Sort og Raw.
- Kan monteres med ethvert af vores fire lupsystemer.

Tilbehør

ExamVision tilbyder et bredt udvalg af tilbehør, som med sine unikke designdetaljer og funktionalitet komplementerer og fuldender dine lupbriller og dit lypsystem.

Fra mere funktionelt og essentielt tilbehør, såsom rejse-kuffert, rengøringsløsninger og beskyttelsesvisirer i forskellige størrelser, til tilbehør, der understreger din personlige stil. F.eks. et stort udvalg af farvede hockeyender.

Tilføj yderligere komfort og design til dine daglige arbejdsrutiner. Se på examvision.com, hvad der passer til dine behov.





Ergonomi

God ergonomi er en forudsætning for et godt og sundt arbejdsliv.

Brug forstørrelse

Lupbriller hjælper dig ikke kun med at opnå en optimal, ergonomisk arbejdsstilling. Du øger også afstanden mellem dig og patienten ved at sidde mere oprejst. Derfor hjælper 100% tilpassede lupbriller dig med at udføre kvalitetsarbejde, uden at gå på kompromis med hverken din krop eller sikkerhed.

Få kvalificeret ergonomisk rådgivning

Med dine ExamVision lupbriller modtager du kvalificeret rådgivning fra specialister, der er uddannet i god ergonomi. Din forhandler tilbyder således ergonomiske råd til at hjælpe dig med at arbejde på en måde, der fremmer fysisk velvære og god kropsholdning.

Prisma Lens System™

Det unikke Prisma Lens system™ giver dig mulighed for at sidde mere oprejst, så du opnår en bedre arbejdsstilling ved at få fokus for dit synsfelt til at virke højere, end det i virkeligheden er. Prisma Lens system™ er valgfrit.

ExamVision lys

Som supplement til ExamVisions lupbriller er vores skræddersyede lyssystemer designet til at levere den rette mængde lys præcis dér, hvor du har brug for det. Læs mere på examvision.com for at finde den løsning, der passer til dine behov.



Nøglefunktioner

- Et stort udvalg af lyssystemer til rådighed.
- 2 til 24 timers driftstid, afhængigt af det valgte lyssystem og lysintensitet.
- Mulighed for trådløse eller kabelforbundne løsninger.
- Håndfri betjening til sterile miljøer.



Rønvig Syn & Ergonomi

Gl. Vejlevej 57
8721 Daugaard
Tlf. 75 89 57 11
info@ronvig.dk
www.ronvig.dk

RØNVIG **SYN&**
ERGONOMI

Følg os



EXAMVISION

 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

 linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com