




EXAMVISION™

## Enestående ydelse

Specialfremstillede lupbriller  
og LED-systemer  
i dansk design



## Essensen af det vi laver

Hos ExamVision kombinerer vi dansk design med et engagement både i æstetik og funktionalitet. Vi kommer fra Samsø, en lille dansk ø, som er kendt over hele verden for sin vedvarende energi.

Samsøs fred og ro skaber det perfekte miljø til at tænke stort, holde fokus og arbejde på alle detaljerne.



reddot award  
winner

## Ví tror på, at forstørrelse og ergonomi går hånd i hånd

Vores team af optometriste og højtuddannede specialister vil arbejde tæt sammen med dig for at vælge den perfekte lupbrille-løsning, der er skræddersyet nøjagtigt til dig. De vil lytte til dine behov og tilbyde dig en ideel løsning, der sikrer dig en perfekt ergonomisk arbejdsstilling.

Prøv ExamVision lupbriller og få gratis råd og vejledning om syn, optik, beskyttelse og ergonomi hos din ExamVision-forhandler.

## Dine fordele

Alle vores produkter er resultatet af en perfekt synergi mellem teknologi og håndværk. Hver enkelt lupbrille er produceret og samlet efter individuelle mål. De gennemgår derefter en grundig kvalitetskontrol, inden de forlader fabrikken på Samsø.

- **Fremragende syn og præcision**  
Vores optik hjælper til at optimere dit syn, hvilket er afgørende for at kunne udføre kvalitets- og præcisionsarbejde.
- **Arbejdsglæde**  
Opnås som følge af bedre behandlingsresultater, hurtigere arbejdsgange samt flere tilfredse patienter, der har fået en professionel behandling.
- **Ro i sindet**  
Fem års garanti på alle vores lupbriller, kombineret med stærk service og support fra vores forhandlere.
- **Langt og sundt arbejdsliv**  
Dine skræddersyede lupbriller sikrer en god ergonomisk arbejdsstilling, som modvirker fremtidige muskulære problemer.
- **Design og funktionalitet**  
Fem gange vinder af den internationale Produkt-designpris – Red Dot Design Award.
- **Tilpasset løsning**  
Vores specialister inden for optik og ergonomi sørger for en løsning, der er skræddersyet 100% til dig.

Tøv ikke med at kontakte din lokale ExamVision-forhandler for yderligere information og vejledning.



## Håndlavede lupbriller

ExamVisions TTL (Through-the-Lens) lupbriller er fremstillet af de fineste kvalitetskomponenter, håndlavet nøjagtigt til dine behov.

### Nøglefunktioner

- Unikt dansk design.
- Justerbart titaniumstel af høj kvalitet.
- Optik i verdensklasse med de fineste antireflekterende, beskyttende overfladebehandlinger.
- Akromatiske linser forhindrer farvespredning.
- Mulighed for en lupvinkel på op til 40° for en forbedret arbejdsstilling.
- Brugerdefineret og efterjusterbar arbejdsafstand på op til 60 cm.
- Fremragende dybdeskarphed, ofte på mere end 20 cm.
- Kompatibel med en bred vifte af lyskilder.



## Syn og linser

ExamVision er specialiseret i optik og optiske løsninger. Vi er stolte af at tilbyde de mest tilpassede lupbriller på markedet, bygget af de bedste komponenter. Udmålt på din klinik af din lokale ExamVision specialist, bliver dine lupbriller derefter fremstillet efter mål af specialister i Danmark.

### Verdensklasse optik

- Mulighed for individuelle styrker i både glas og lup-okularer giver den bedst mulige optiske løsning til dine øjne.
- Unikke løsninger inden for monofokale-, bifokale- eller multifokale glas.
- Hi-Index glas (lettere, tyndere og mere robuste).
- BlueLight Protection (BLP), som modvirker skadeligt, blåviolet lys, er tilgængelig i både glas og lup-okularer.
- Vision+Lens Protection (VLP) beskytter mod refleksioner, forebygger ridser og fjerner 99% af det skadelige UV-lys.
- Prisma Lens System™ tilgængelig (Se side 11).
- Designet for at imødekomme enhver form for fremtidige ændringer af syn og styrke.

# ExamVision lup-systemer



reddot design award  
winner 2010



reddot award 2014  
winner

## Galilean HD

- Perfekt afbalanceret letvægts-lupbrille med god komfort hele dagen.
- Maksimal dybdeskarphed og bredt synsfelt.
- Lup-okularer og stel i titanium.
- Kan tilpasses enhver synsrecept.
- Mulighed for ergonomiske prismer (Prisma Lens System™).

Individuelle forstørrelser

2.3 2.8 3.3 3.8

## Kepler Kompakt

- Ultrakompakt prisvindende letvægtsdesign giver komfort hele dagen.
- Høj forstørrelse til krævende behandlinger.
- Bredt synsfelt, krystalklart fra kant til kant.
- PowerUp-system – mulighed for senere ændring af forstørrelse.
- Låsbar finjustering af fokus.
- Bevægelsesfriheden opretholdes takket være god dybdeskarphed.
- Lup-okularer og stel i titanium.
- Mulighed for ergonomiske prismer (Prisma Lens System™).

Individuelle forstørrelser

3.5 4.6 5.7

## Essential

- Lupbrille til førstegangs-brugere med god komfort og præcision.
- Kvalitetsforstørrelse til en overkommelig pris.
- Galilei letvægtslinsesystem i et aluminiums-okular.
- Passer til alle ExamVisions brillestel.

Individuelle forstørrelser

2.5 3.0



## Kepler Advanced

- Den eneste lupbrille med 4 forstørrelser.
- Skift forstørrelse via det enkle *Turn'N'Click* system.
- Perfekt forstørrelse til alle dine krævende behandlinger.
- Let og behagelig ved brug hele dagen - 20 gram lettere end andre sammenlignelige lupbriller.
- Uovertruffen skarphed fra lav til høj forstørrelse.
- Fremstillet af titanium og kulfiberforstærket komposit.
- Mulighed for ergonomiske prismer (Prisma Lens System™).

4 forstørrelser i 1 lupbrille

3.6 4.5 5.5 6.4



reddot design award  
winner 2019



## ExamVision lys

Som supplement til ExamVisions lupbriller er vores skræddersyede lyssystemer designet til at levere den rette mængde lys præcis dér, hvor du har brug for det. Læs mere på [examvision.com](http://examvision.com) for at finde den løsning, der passer til dine behov.



reddot winner 2021

### Ny PowerBand!

Lyskontrolenhed med bevægelsessensor for let og hygiejnisk betjening.

### Nøglefunktioner

- Et stort udvalg af lyssystemer til rådighed.
- 2 til 24 timers driftstid, afhængigt af det valgte lyssystem og lysintensitet.
- Mulighed for trådløse eller kabelforbundne løsninger.
- Genopladeligt og udskifteligt batteri.
- Håndfri betjening til sterile miljøer.



## Tilbehør

ExamVision tilbyder et bredt udvalg af tilbehør, som med sine unikke designdetaljer og funktionalitet komplementerer og fuldender dine lupbriller og dit lyssystem.

Fra mere funktionelt og essentielt tilbehør, såsom decinficerende renseprodukter og visirer i forskellige størrelser, til tilbehør, der understreger din personlige stil. F.eks. et stort udvalg af farvede hockeysender eller sågar juveler. Tilføj yderligere komfort og design til dine daglige arbejdsrutiner. Se på [examvision.com](http://examvision.com), hvad der passer til dine behov.





## Ergonomi

God ergonomi er en forudsætning for et godt og sundt arbejdsliv.

### Brug forstørrelse

---

Lupbriller hjælper dig ikke kun med at opnå en optimal, ergonomisk arbejdsstilling. Du øger også afstanden mellem dig og patienten ved at sidde mere oprejst. Derfor hjælper 100% tilpassede lupbriller dig med at udføre kvalitetsarbejde, uden at gå på kompromis med hverken din krop eller sikkerhed.

### Få kvalificeret ergonomisk rådgivning

---

Med dine ExamVision lupbriller modtager du kvalificeret rådgivning fra specialister, der er uddannet i god ergonomi. Din forhandler tilbyder således ergonomiske råd til at hjælpe dig med at arbejde på en måde, der fremmer fysisk velvære og god kropsholdning.

### Lav regelmæssige strækøvelser

---

Lange perioder med statisk kropsholdning kan forårsage smerte og andre sundhedsrelaterede problemer. Regelmæssige pauser og strækøvelser gavner din sundhed og tager kun et øjeblik. Desuden er det bevist, at regelmæssige pauser bidrager til større fokus og produktivitet.

## Forebyg ryg- eller nakkeproblemer

### Arbejdsafstand og -vinkel

Når du investerer i ExamVision lupbriller, vil arbejdsafstand og -vinkel altid blive individuelt opmålt og tilpasset din højde og dine arbejdsredskaber for at opnå det perfekte resultat.

### Prisma Lens System™

Det unikke Prisma Lens System™ giver dig mulighed for at sidde mere oprejst, så du opnår en bedre arbejdsstilling ved at få fokus for dit synsfelt til at virke højere, end det i virkeligheden er. Prisma Lens System™ er valgfrit.

### Valg af stel

Du modtager naturligvis ekspertrådgivning, der kan hjælpe dig med valget af det rigtige stel til dine lupbriller. Et stel, der passer til din ansigtsform og afstanden mellem dine pupiller.

- Med Prisma Lens System™
- Med lupbriller
- Uden lupbriller



Distributed by

**Rønvig Syn & Ergonomi**

Gl. Vejlevej 57

8721 Daugaard

Tlf. 75 89 57 11

info@ronvig.dk

www.ronvig.dk

**RØNVIG** **SYN&**  
ERGONOMI

Følg os



EXAM**V**ISION™

 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

[www.examvision.com](http://www.examvision.com)