

# Micro-pincet til fjernelse af mikrokomponenter

Ring  
& bestil

75 89 57 11

ZUMAX Micro Dental Pincet er udviklet til, at du effektivt kan fjerne mikrokomponenter under f.eks. endodontiske behandlinger.

Let og hurtigt kan du nå dybt ind i dit arbejdsområde med pincettens mikro-størrelse krabbeklo på kun  $\varnothing$  0,9 mm og kanallængde på ikke mindre end 20 mm.

- 360° justeringshoved
- Stærk fastspændingskraft
- Let (kun 13 gram)
- Stabil
- Kompakt design:  $\varnothing$  0,9 mm og kanallængde 20 mm

Pris inkl. moms kr. 1.680,-

